

Analizador
Cuantitativo
de
Inmunofluorescencia
Getein

*7 Tests at Once,
1 Test at Always*



Analizador Cuantitativo por Inmunofluorescencia Getein 1180



@ Múltiples canales

Procesamiento alto, 8 canales disponibles (7 canales de prueba + 1 canal de prueba de emergencia)

© Se pueden probar múltiples elementos de prueba al mismo tiempo, ahorrando tiempo de operación

2 Temperatura constante

Proporcionando un entorno de prueba estable con resultados más precisos

© Operación sencilla

- Sistema Android, pantalla táctil, edición inmediata de muestras e información de pacientes. Conveniente para ver los resultados de las pruebas

© Calibración de la tarjeta SD, toques para reconocimiento

- Conexión WIFI, fácil transmisión de datos

@ Sin Contaminación

El contenedor de desechos está integrado en el equipo, evitando la contaminación médica

		DISEASES	CUT-OFF VALUE	SAMPLE TYPES	MEASURING RANGE	SAMPLE VOLUME	REACTION TIME	QUALIFICATION	
Marcadores cardíacos									
IF3001	cTnI	Infarto de miocardio	0.10 ng/mL	S/P/WB	0.10-50.00 ng/mL	100 pL	10 min	NMPA	CE
1F3098	Tr	Infarto de miocardio	14.0 pg/mL	S/P/WB	10.0-10000.0 pg/mL	100 uL	15 min	NMPA	CE
IF3089	BNP	insuficiencia cardíaca	100.0 pg/mL	P/WB	5.0-5000.0 pg/mL	100 µL	10 min	NMPA	CE
IF3002	NT-proBNP	insuficiencia cardíaca	300 pg/mL	S/P/WB	100-35000 pg/mL	100 pL	10 min	NMPA	CE
IF3005	CK-MB/cTnI/Myo	Daño miocárdico infarto de miocardio	CK-MB: 5.00 ng/mL cTnI: 0.10 ng/mL Myo: 70.0 ng/mL	S/P/WB	2.50-80.00 ng/mL 0.10-50.00 ng/mL 30.0-600.0 ng/mL	100 pL	10 min	NMPA	CE
IF3012	CK-MB/cTnI	Daño miocárdico /intarction	CK-MB: 5.00 ng/mL TI: 0.10 ng/mL	S/P/WB	2.50-80.00 ng/mL 0.10-50.00 ng/mL	100 µL	10 min	NMPA	CE
IF3014	H-FABP	Daño miocárdico	6.36 ng/mL	S/P/WB	1.00-120.00 ng/mL	100 pL	3 min		CE
IF3016 CK-MB/cTnI/H-FABP		Daño miocárdico [infarto]	CK-MB: 5.00 ng/mL cTnI: 0.10 ng/mL H-FABP: 6.36 ng/mL	S/P/WB	2.50-80.00 ng/mL 0.10-50.00 ng/mL 2.00-100.00 ng/mL	100 pL	10 min		CE
IF3018	CK-MB	Lesión miocárdica	5.00 ng/mL	S/P/WB	2.50-80.00 ng/mL	100 pL	10 min	NMPA	CE
NEW IF3087	sT2	AMI y crónica heart failure	35.0 ng/mL	S/P/WB	3.0-200.0 ng/mL	100 µL	15 min		
Marcadores de coagulación									
IF3006	D-dímero	Tromboembolismo venoso	0.50 mg/L	P/WB	0.10-10.00 mg/L	100 pL	10 min	NMPA	CE
Inflamación									
IF3003	hs-CRP+CRP	Inflamación cardiovascular	3.0 mg/L 10.0 mg/L	S/P/WB, / Sangre del dedo	0.5-200.0 mg/L	10uL	3min	NMPA	CE
IF3007	PCT	Sepsis, infección bacteriana	0.10 ng/mL	S/P/WB	0.05-50.00 ng/mL	100 pL	15min	NMPA	CE
IF3044	SAA	Bacteriainfección por ee	10.0 mg/L	S/P/WB/ Fingertipsangre	5.0-200.0mg/L	10 µL	5min	NMPA	CE
IF3090	SAA/CRP	Sepsis neonatal, Infección bacteriana y viral	SAA: 10.0 mg/L CRP: 10.0mg/L	S/P/WB/ Peripheral blood	5.0-200.0 mg/L 0.5-200.0 mg/L	10 µL	5min	NMPA	CE
IF3088	IL-6	Inflamación aguda i	7.0 pg/mL	S/P/WB/ Periférico sangre	1.5-4000.0 pg/mL	40 µL	15min	NMPA	CE
NEW IF3015	PCT/PCR	Sepsis, infección bacteriana	PCT: 0.10 ng/mL CRP: 3.0 mg/L	S/P/WB	PCT: 0.10-50.00 py il CRP: 0.5-200,	20 µL	15min	NMPA	CE
= IF3139	Calprotectina	Enfermedad inflamatoria intestinal	<50.0 ug/g	Muestra fecal	10.0-600.0 µg/g	100 pL	15 min		
Función Renal									
1F3008	CysC	Agudo y crónico renal diseases	0.51-1.09 mg/L	S/PWB	0.50-10.00 mg/L	10 µL	3 min	NMPA	CE
IF3009	mAlb	Nefropatía diabética, nefropatía hipertensiva	20.0 mg/L	Orina	10.0-200.0 mg/L	100 pL	3min	NMPA	CE
IF3010	NGAL	Insuficiencia renal aguda	Suero: 200.0 ng/mg/mL Urine: 100.0 ng/mL	S/Orina	50.0-5000.0 ng/mL	10 µL	10 min	NMPA	CE
IF3011	BMG	Agudo y crónico Enfermedades/tumores renales	080-300 mg/L	S/P/WB	05020.00 mg/L	10 µL	3min	NMPA	CE
Diabetes Mellitus									
1F3017	HbA1c	Diabetes mellitus	3.80%-5.80%	ws	2.00%-14.00%	10 µL	5min	NGSP NMPA IFCC	[<3
Marcador Metabólico									
IF3031	25-OH-VD	Osteomalacia, 2 osteoporosis	50-90 ng/mL	/PWB/ Sangre capilar	8.00-7000 ng/mL	30 µL	30 min	NMPA	[<3
NEW IF3112	Osteocalcina	Osteoporosis	Hombre: 14-70 ng/mL Mujer: 11-48 ng/mL	S/P/WB	1.5-300.0 ng/mL	100 µL	15 min		Ce
Función Tiroidea									
IF3024	TSH	Disfunción tiroidea	0.27-4.20 plu/mL	S/P	0.10-50.00 pIU/mL	100 pL	15min	NMPA	CE
IF3022	T3	hipotiroidismo	1.30-3.10 nmol/L	S/P	0.30-10.00 nmol/L	100 pL	15min	NMPA	CE
IF3023	T4	Hipertiroidismo, Hipotiroidismo Hipertiroidismo	59.60-154.00 nmol/L	S/P	5.40-320.00 nmol/L	100 uL	15min	NMPA	CE
1F3067	13	Hipertiroidismo, hipotiroidismo	3.10-6.80 pmol/L	S/P/WB	0.60-50.00pmol/L	100 uL	15 min	NMPA	CE
IF3068	en	Hvperthvroidism, hipotiroidismo	12.00-22.00 pmol/L	S/P/WB	0.30-100.00 pmol/L	100 uL	15 min	NMPA	CE

Cat. #	TEST ITEMS	DISEASES	CUT-OFF VALUE	SAMPLE TYPES	MEASURING RANGE	SAMPLE VOLUME	REACTION TIME	QUALIFICATION
Reproducción/Fertilidad								
1F3013	HCG+β	Fertilidad	5.1 mIU/mL	S/P	5.0-100000.0mIU/mL	100 ut.	10min	NMPA C€
1F3055	LH	SOP, evaluación de la infertilidad Consulte el Manual del Usuario		S/P	0.20-150.00 mIU/mL	100 uL	15min	NMPA C€
1F3056	FSH	SOP, evaluación de la infertilidad y trastornos hipofisarios Consulte el Manual del Usuario		S/P	0.20-150.00 mIU/mL	100 uL	15min	NMPA CE
IF3066	AMH	Fertilidad, SOP, pubertad precoz, etc. Consulte el Manual del Usuario		S/P	0.10-20.00ng/mL	100uL	15min	NMPA C€
1F3048	PRL	Infertilidad, trastornos gonaales	Consulte el Manual del Usuario	S/P	0.50-200.00 ng/mL	100 ut	15min	NMPA CE
IF3071	Prog	Infertilidad, evaluación de la ovulación		S/P	0.10-40.00 ng/mL	100 pL	15min	NMPA C€
NEW IF3073	Testosterona	Insuficiencia gonadal, síndrome de ovario poliquístico, testosterona masculina	Hombre: 1757.81 ng/mL Female: 0.10-0.75 ng/mL	S/P	0.10-16.00 ng/mL	100 µL	15 min	[3]
NEW IF3074	Estradiol	Función ovárica	Consulte el Manual del Usuario	S/P	40.0-4800.0 pg/mL	100 pL	15min	Ce
Marcadores tumorales								
1F3053	PSA	Cáncer de próstata	4.00 ng/mL	S/P	0.4-100.00 ng/mL	100 µL	15min	NMPA
IF3072	fPSA	Cáncer de próstata	1.00 ng/mL	S/P	0.03-30.00 ng/mL	100 ut.	10min	NMPA
1F3050	AFP	Cáncer de hígado, cáncer de aparatos ováricos o testiculares, etc.	7.0 ng/mL	S/P	2.0-500.0ng/mL	100 pL	15min	[3]
IF3051	CEA	Cáncer de colon, etc.	4.7 ng/mL	sp	20-5000 ng/mL	100 pL	15min	NMPA CE
NEW IF3052	PGI/PGII	Gastritis atrófica, cáncer de estómago	PGI<70.0 ng/mL PG I/PG II < 3.0 ng/mL	S/P	PG : 1.0-200.0 ng/mL PG II: 1.0-100.0 ng/mL	100 µL	15 min	ce
NEW IF3079	CA125	Cáncer de ovario	35.0 U/mL	S/P/WB	2-500.0 U/mL	100 pL	15min	[<3]
NEW IF3080	CA199	Cáncer de páncreas	27.0 U/mL	S/P/WB	2-1000.0 U/mL	100 µL	15 min	[3]
F081	CA15-3	Cáncer de mama	26.2 U/mL	S/P/WB	1.5-300.0 U/mL	100 µL	15min	[3]
Enfermedades infecciosas								
IF3057	Anti-HCV	Hepatitis C	1.005/CO	S/P	1.00-20.00S/CO	100 uL	15 min	
1F3058	Anti-TP	Sífilis	1.00 S/CO	S/P	1.00-50.00S/CO	100 uL	15 min	(<3)
1F3059	Anti-HIV	SIDA	1.005/CO	S/P	1.00-1000.00S/CO	100 pL	15 min	
1F3064	HBsAg	Hepatitis B	1.00 IU/mL	S/P	1.00-100.00IU/mL	100 uL	15 min	
1F3063	Anti-HBs	Hepatitis B	10.00 mIU/mL	S/P/WB	10.00-1000.00mIU/mL	100 pL	15 min	
IF3084	2019-nCoV IgM/IgG	COVID-19	1.00 COI	S/P/WB		100 pL	10 min	[<3]
IF3091	Antígeno de SARS-CoV-2	Covid-19	1.00 COI	hisopo nasal		100 pL	15min	Ce
IF3095	Anticuerpo neutralizante SARS-CoV-2	COVID-19	Consulte el manual de usuario	S/P/WB/ Fingertip blood		40 µL	15 min	Ce
1F3047	H. pylori	infección por H. pylori	5.0 ng/mL	heces		10-50 mg	10 min	[<3]
IF3086	Influenza A/B	infección viral respiratoria	1.00 COI	hisopo nasal		100 pL	15 min	[<3]
IF3136	Dengue NS1Ag	infección por virus del dengue	1.005/CO	S/P/WB	100-50.005/CO	100 uL	15min	Ce
Proteína específica y reumatismo								
IF3075	RF	artritis reumatoide	15.91U/mL	S/PIWB	10.0-640.0IU/mL	10pL	10min	NMPA CE
1F3076	ASO	fiebre reumática aguda glomerulonefritis, grupo infección por estreptococo	408.0 1U/mL	S/P/WB	60.0-1370.0U/mL	10pL	10min	NMPA CE
IF3029	Anti-CCP	artritis reumatoide	25.0 U/mL	S/P/WB	10.0-400.0 U/mL	10 µL	15min	[<3]
Otros								
1F3077	Ferritina	Anemia/tumors	Male: 30.00-400.00 ng/mL Female: 13.00-150.00ng/mL	S/P	0.50-1000.00 ng/mL	10 pL	15 min	NMPA C€
1F3069	IgE total	Trastornos alérgicos	Consulte el Manual de Usuario	S/P/WB	1.00-2000.00 UI/mL	100 pL	15 min	(€3)
IF3110	Cortisol	Función de la corteza adrenal	Consulte el Manual de Usuario	S/P	11-1655 nmol/L	100 µL	15 min	(€3)

Próximamente: VB12, Folato...

& 7 Getein Biotech, Inc.

Añ. No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China
Tel.: +86-25-68568508/68568594 Fax: +86-25-68568500

E-mail: overseas@getein.com.cn; marketing@getein.com.cn
Web.: www.getein.com



FSC CE NMPA

MDSAP BGMP NGSP IFCC

