

Hematología



F-580 de Maccura es el modelo más avanzado de nuestra gama de analizadores para hematología, utilizando la tecnología de tercera generación para la medición de células sanguíneas a través de la citometría de flujo con fluorescencia. Proporciona resultados a buen costo, precisos y exactos con un diferencial de 5 partes. El analizador proporciona un informe completo de 28 parámetros que son medidos con la mayor precisión. El instrumento ofrece muestreo de tubo abierto y cerrado y tiene un rendimiento de 80 muestras por hora ya sea en modo manual o autocargador.

● CANALES DE PRUEBA

-Los canales múltiples funcionan de forma independiente para evitar al máximo interferencias

-Un canal individual para distinguir BASO de otros leucocitos proporciona una clasificación mas precisa.

● OPCIONES DE PRUEBA

-Libre para cambiar entre CBC y CBC+Diff

-Se disponen de sangre completa, sangre capilar y sangre predilución

● REACTIVO

-4 reactivos de rutina , 1 solución de limpieza

● SOFTWARE INTELIGENTE

-Almacenamiento y respaldo de datos usados

-Operación fácil de usar , simple e intuitiva

-Sistema auto-informe disponible con comunicación bidireccional

La nueva tecnología de 3ra generación de Maccura garantiza que los resultados de muestras envejecidas de hasta 48 horas sigan siendo fiables

PUNTOS CLAVE

1

La combinación específica de ácidos nucleicos y la tinción biológica molecular avanzada garantizan la precisión de los resultados de la medición.

2

La alta sensibilidad permite diversa información de alarma, principalmente la detección de células anormales de bajo nivel, mejora enormemente la capacidad de análisis del laboratorio.


3

Sistema de trazabilidad completo establecido por laboratorio de referencia certificado por CNAS.
Todos los métodos trazables al as recomendaciones ICSH
Garantizan resultados fiables.

4

Calibrador & controles control construye un sistema cerrado integral para asegurar la gestión de la calidad y los resultados trazables.

► CALIDAD GARANTIZADA



TECNOLOGÍA DE 3RA GENERACIÓN

TECNOLOGÍA DE 3RA GENERACIÓN

TECNOLOGÍA DE 2DA GENERACIÓN

Física + Química

Tinción de enzimas , Tinción de partículas

Débil capacidad para distinguir Eosinófilos

Débil capacidad de procesamiento para muestras envejecidas

VS

TECNOLOGÍA DE 3RA GENERACIÓN

Física + Biología molecular


Tinción de ADN y ARN

Fuerte capacidad para distinguir Eosinófilos

Fuerte capacidad de procesamiento para muestras envejecidas

SOFTWARE INTELIGENTE

maccura



Interfaz de fácil interpretación

Gráficos de control de calidad

