



- Rendimiento: hasta **200** P/H
- Capacidad a bordo: hasta **72** posiciones de muestra
- Posiciones de reactivos: **20** a bordo con carga continua
- Espacio ocupado **< 0.68** m²
- Rendimiento por unidad de superficie: hasta **294** P/H/m²

β_2 -MG Albúmina *NGAL

CK-MB	NT-proBNP	*sST2
Troponina I	BNP	*hs-cTnI <i>ST/AT-X</i> TM
Mioglobina	Dímero D	*NT-proBNP <i>ST/AT-X</i> TM
hs-cTnI	Lp-PLA2	*Mioglobina <i>ST/AT-X</i> TM
hs-CRP	MPO	*Dímero D <i>ST/AT-X</i> TM
H-FABP	HCY	

***cTSH** ***cTT4** ***vFT**

*Disponibile pronto

29500
Unidades globales

Menú de Pruebas Molecision™ qPCR

Infección Respiratoria

- SARS-CoV-2 RT-PCR Prueba (Diana-Doble)
- SARS-CoV-2 Prueba PCR-TR (Diana-Triple)
- SARS-CoV-2 e Influenza A/B PCR-TR Prueba
- SARS-CoV-2, Influenza y VSR Prueba PCR-TR
- 10 Mutaciones Detección del gen S de SARS-CoV-2-TR-ARMS-qPCR
- SARS-CoV-2 Variante Omicron (B.1.1.529) Prueba ARMS-qPCR-RT

Infección de Transmisión Sexual

- Prueba qPCR VPH Tipo 6/11
- Prueba qPCR VPH 16/18
- Prueba qPCR VPH de alto riesgo (15 Tipos)
- Prueba qPCR VPH (15 Tipos) Genot
- HSV Prueba qPCR VPH Tipo 1
- Prueba qPCR VPH Tipo 2
- Prueba qPCR VPH Tipo 1/2
- Prueba qPCR Ureaplasma Urealyticum Prueba
- Prueba qPCR Neisseria Gonorrhoeae

Patógenos Emergentes

- Prueba qPCR-TR Virus Nipah
- Prueba qPCR-TR Virus Viruela del Mono
- Prueba qPCR de Adenovirus

*Reactivos Líquidos y Liofilizados Disponibles

MAGLUMI®, Molecision™, SATLARS™, Biolumi® y Biossays® son marcas comerciales de Snibe. Todos los demás nombres de productos y marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. (SNIBE Co.,Ltd.)
No.23, Jinxiu East Road, Pingshan District, 518122 Shenzhen, P.R. China
Tel: +86 755 26501514 Fax: +86 755 26654850
Correo: sales@snibe.com Sitio web: www.snibe.com



Siga con nosotros


Sistema de Diagnóstico Molecular Totalmente Automatizado

Sistema de PCR Molecision™ R8 - RT para analizador qPCR

Su Alto Rendimiento Automatizado PCR "Laboratorio"

Muestras al resultado

- Mayor integración
- Mayor rendimiento
- Mejor calidad




Molecision™ S6 - Sistema de PCR Digital Su Solución Integral para la Cuantificación Absoluta

Desarrolle sus propios ensayos en la plataforma de vanguardia

- Totalmente integrado
- Operación fácil
- Resultados precisos
- Rentabilidad


Soluciones de Automatización Total de Laboratorio



thermo scientific

Un distribuidor autorizado


SATLARS™-TCA




Modelo F



Modelo I



Modelo T



Modelo U

Analizador de Bioquímica / Electrolitos



Biossays® C8

- Módulo único: **1600** P/H
- Cuatro módulos combinados: **6400** P/H
- Capaz de integrarse con MAGLUMI® X8 (analizador CLIA de alto rendimiento) y módulo destapador
- Soporte de uno / dos / tres / cuatro reactivos
- ISE: K⁺, Na⁺, Cl⁻, iCa²⁺, pH
- Compartimentos de reactivos: dos bandejas (**72** posiciones cada una)
- Capacidad de carga: **300** posiciones



Biossays® 240 Plus

- Rendimiento: **240** P/H
- Manejo de muestras: hasta **90** posiciones de muestra, STAT
- Manejo de reactivos: hasta **90** posiciones de reactivos, con refrigeración
- Cubeta de reacción: **80** (reutilizable)
- ISE: **200** T/H (opcional)
- Estación de lavado: Disponible



Biossays® E6 Plus

- Análisis Completamente automatizado de iCa²⁺
- Rendimiento: **360** T/H
- Electrodos selectivos de iones: iCa²⁺, Na⁺, K⁺, Li⁺, Cl⁻, pH
- Conectable al Sistema de Automatización Total del Laboratorio

Sistema de Purificación de Ácido Nucleico Totalmente Automatizado




Molecision™ MP-96

Molecision™ MP-32

28 años dedicados a la innovación de esferas magnéticas

Snibe Molecision™ MP-32 y MP-96 tardan 11 minutos en completar 16 - 96 extracciones. Aplicable: investigación científica, diagnóstico clínico, control de enfermedades, seguridad alimentaria, medicina forense y otros campos.

Sistema Integrado



Biolumi® CX8

Eficiencia




Hasta **600** P/H
Módulo de Inmunoensayo



Hasta **1600** P/H
Módulo de Bioquímica

Flexibilidad

- Módulo destapador configurable, no requiere operación manual
- Capaz de vincularse con el Sistema de Automatización Total de Laboratorio (TLA/LAS)
- El sistema integrado Biolumi® CX8 ofrece múltiples configuraciones para satisfacer diversas demandas



Módulo de Química Clínica

Módulo de Inmunoensayo

Módulo Destapador

Módulo de Procesamiento de Muestras

Menú de Pruebas Bioquímicas Biossays®

Cardíaco

- CK
- CK-MB
- α-HBDH
- LDH
- Hcy
- LDH1
- *Dímero D
- *ACE
- *IMA
- *MYO

Diabetes

- GLU
- LAC
- HbA1c
- GSP
- D3H
- GA

ISE

- Na⁺
- K⁺
- Cl⁻
- Ca²⁺
- pH

Hepático

- TBA
- ALT (SGPT)
- AST (SGOT)
- ALP
- GGT
- TBIL (Vanadato)
- DBIL (Vanadato)
- TP
- ALB
- Amoníaco (AMM)
- PA
- CHE
- AFU
- 5'-NT
- Haptoglobina (HPT)
- *TBIL (DPD)
- *DBIL (DCA)
- *CG (Latex)
- *CG (CEDIA)
- *GLDH
- *ADA
- *CER
- *LAP
- *GR

Renal

- Cr (CREA)
- Ácido Úrico
- Urea
- Cys-C
- α1-MG
- β2-MG
- mALB
- Proteína de orina/LCR
- RBP
- NAG

Reumatismo

- ASO
- RF

Lípidos

- HDL-C
- LDL-C
- TC
- TG
- ApoE
- ApoA1
- ApoB
- Lp (a)
- NEFA

Pancreático

- α-AMY
- LIP

Inmuno

- IgM
- IgA
- IgG
- *C3
- *C4

Anemia

- Transferrina (TRF)
- Iron
- UIBC
- *G6PD
- *Ferritina

Inflamación

- CRP (rango completp)

Ion Inorgánico

- Ca (OCPC)
- P (fósforo)
- Mg
- *Ca (Arsenazo III)
- *CO2

* Disponible pronto